

天
净
沙
系
列

CAT#:24-1551
常温运输和保存

天净沙

中强度 YTSS 培养基

YTSS Medium, Half Strength

使用手册 V1.0

北京天净沙基因科技有限公司

网址: www.tjs.bio; 电话: 400-1078566; 电邮: order@tjs.bio

产品及特点	<p>本产品为中强度 YTSS 固体培养基，可用于抑云玫瑰变色菌 (<i>Roseovarius nubinhibens</i>) 和玫瑰杆菌 (<i>Ruegeria pomeroyi</i>) 的培养及保种。本产品即开即用，可节约客户配培养基的时间。其成分如下：</p> <table border="1" data-bbox="536 387 1353 712"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th colspan="3">浓度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>胰蛋白胍 Tryptone</td> <td colspan="3">1.25 g/L</td> </tr> <tr> <td>酵母提取物 Yeast extract</td> <td colspan="3">2 g/L</td> </tr> <tr> <td>海盐 Sea Salt</td> <td colspan="3">20 g/L</td> </tr> <tr> <td>琼脂 Agar</td> <td colspan="3">15 g/L</td> </tr> </tbody> </table>				成分	浓度			胰蛋白胍 Tryptone	1.25 g/L			酵母提取物 Yeast extract	2 g/L			海盐 Sea Salt	20 g/L			琼脂 Agar	15 g/L		
成分	浓度																							
胰蛋白胍 Tryptone	1.25 g/L																							
酵母提取物 Yeast extract	2 g/L																							
海盐 Sea Salt	20 g/L																							
琼脂 Agar	15 g/L																							
规格及成分	<p>本产品使用大扁盒包装</p> <table border="1" data-bbox="464 775 1441 969"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>编号</th> <th>规格</th> <th>包装</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中强度 YTSS 固体培养基干粉</td> <td>24-1551</td> <td>7.65g × 33</td> <td>10mL 本色瓶</td> </tr> <tr> <td>使用手册</td> <td>24-1551sc</td> <td>1 份</td> <td>无</td> </tr> </tbody> </table>				名称	编号	规格	包装	中强度 YTSS 固体培养基干粉	24-1551	7.65g × 33	10mL 本色瓶	使用手册	24-1551sc	1 份	无								
名称	编号	规格	包装																					
中强度 YTSS 固体培养基干粉	24-1551	7.65g × 33	10mL 本色瓶																					
使用手册	24-1551sc	1 份	无																					
运输及保存	<p>常温运输,常温保存，有效期 12 个月。</p>																							
自备物品	<p>超纯水，培养皿等。</p>																							
使用方法	<ol style="list-style-type: none"> 取 7.65g 本产品加入 200mL 超纯水，充分混合均匀后高压湿热灭菌。灭菌后按常规操作分装至培养皿中备用。如果需要筛选，根据菌种缺陷型，添加相应的筛选营养成分后，混合均匀按常规操作分装到培养皿中备用。 将菌种涂盘至中强度 YTSS 固体培养基中，30℃ 培养（类似 LB 培养基）。 																							
关联产品	<p>V-8-果汁培养基（液体）</p>																							